

Объявление
о проведении закупа медицинских изделий, требующего сервисного
обслуживания способом проведения тендера от «16» апреля 2021 года

КГП на ПХВ "Областной центр фтизиопульмонологии" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22, объявляет о проведении закупа способом проведения тендера, изделий медицинского назначения требующего сервисного обслуживания:

1) наименования закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований – в случае индивидуальной непереносимости пациента, объеме закупа, месте поставок, суммах, выделенных для закупа по каждому лоту, согласно таблице

ЛОТ №	ИМН	Ед. изм.	Цена	Потребность на 2021 г.	Сумма на 2021 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Аппарат электрохирургический в комплекте	комплект	9 001 930	1	9 001 930
2.	Генератор электролигирующий в комплекте	комплект	10 621 200	1	10 621 200
3.	Спирометр автономный запоминающий с программным обеспечением	комплект	951 000	1	951 000
4.	Горизонтальный паровой стерилизатор на 100 литров в комплекте	комплект	4 840 000	1	4 840 000

2) Товар должен быть поставлен 2021году: начать по заявке организатора тендера, с момента заключения договора, согласно графиков поставки, до склада КГП на ПХВ «ОЦФ» УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, 22.

3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3 пункте 14 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг».

4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу: г.Караганда, ул.Санаторная, д.22, кабинет бухгалтерии (2 этаж) с 9:00 до 17:00 часов или на веб-сайте: www.ftiziatriya.kz и по электронной почте: ftiziatriya@yandex.kz до 12:00 часов «11» мая 2021 года.

5) Место предоставления (приема) тендерной заявки с 09:00 часов «16» апреля 2021 года, по адресу г.Караганда, ул.Санаторная, д.22, кабинет бухгалтерии (2 этаж), до 12:00 часов «11» мая 2021 года.

Окончательный срок подачи тендерной заявки до 12:00 часов «11» мая 2021года

6) Вскрытие конвертов с тендерными заявками будет происходить в 12:30 часов «11» мая 2021 года по адресу г.Караганда, ул.Санаторная, д.22, кабинет бухгалтерии (2 этаж).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8(7212)41-76-36, 41-74-80, 41-76-95

Директор



Исмаилов К.О.

Потребность на медицинские изделия требующего сервисного обслуживания на 2021 г. в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

Лот №	МНН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Цена	Потребность на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сроки поставки	Оплата	Место поставки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аппарат электрохирургический в комплекте	Аппарат электрохирургический изолированного типа обеспечивает подачу радиочастотной энергии для выполнения хирургических процедур в монополярном и биполярном режимах. Высокочастотный электрохирургический генератор, рассчитанный на использование с дополнительными монополярными и биполярными устройствами для рассечения и коагуляции тканей. Генератор имеет встроенную систему мониторинга состояния тканей, которая работает со скоростью 434000 раз в секунду. Генератор имеет технологию компенсации сопротивления ткани в зоне активного электрода. Трехсекционный жидкокристаллический сенсорный дисплей диагональю 15,7 см. Размеры и вес: Высота 14,6 см, Ширина 33,5 см, Длина 43,6 см, Вес 8,8 кг. Внутренняя память 8Гб. Входное электричество: Напряжение 220В, Диапазон линейного напряжения 198-264 В, Диапазон линейной частоты 47-63Гц, Входные характеристики: Режимы монополярного рассечения: ЧИСТЫЙ, Номинальная нагрузка (Ω) 300, Выходная мощность (W) 300, Пиковое напряжение (V) 1280, Номинальная сила (A) 1,25, Крест фактор 1,5, Рабочий цикл 100%, СМЕШАННЫЙ, Номинальная нагрузка (Ω) 300 Выходная мощность (W) 200, Пиковое напряжение (V) 2178, Номинальная сила (A) 1,0 Крест фактор 2,3 Рабочий цикл 50%, ВАЛЛЕЙЛАБ™, Номинальная нагрузка (Ω) 300 Выходная мощность (W) 200, Пиковое напряжение (V) 2783, Номинальная сила (A) 1,0 Крест фактор 3,1, Рабочий цикл 25%, Режимы монополярной коагуляции: МЯГКИЙ, Номинальная нагрузка (Ω) 100, Выходная мощность (W) 120, Пиковое напряжение (V) 264, Номинальная сила (A) 1,55, Крест фактор 1,5, Рабочий цикл 100%, ФУЛГУРАЦИЯ, Номинальная нагрузка (Ω) 500, Выходная мощность (W) 120, Пиковое напряжение (V) 3448, Номинальная сила (A) 1,0, Крест фактор 5,3, Рабочий цикл 6,25%, РАЗДЕЛЕННАЯ ФУЛГУРАЦИЯ, Номинальная нагрузка (Ω) 500, Выходная мощность (W) 120, Пиковое напряжение (V) 3448, Номинальная сила (A) 1,0, Крест фактор 5,3, Рабочий цикл 6,25%, СПРЕЙ, Номинальная нагрузка (Ω) 500, Выходная мощность (W) 120, Пиковое напряжение (V) 3932, Номинальная сила (A) 1,0, Крест фактор 6,1, Рабочий цикл 4,76%, РЕЖИМЫ БИПОЛЯРНЫЕ: СЛАБЫЙ (1-15 W), Номинальная нагрузка (Ω) 100, Выходная мощность (W) 15, Пиковое напряжение (V) 133, Номинальная сила (A) 1,0, Крест фактор 1,5, Рабочий цикл 100%, СРЕДНИЙ (16-40 W), Номинальная нагрузка (Ω) 100, Выходная мощность (W) 40, Пиковое напряжение (V) 214, Номинальная сила (A) 2,0, Крест фактор 1,6, Рабочий цикл 100%, МОЩНЫЙ (45-95 W), Номинальная нагрузка (Ω) 100, Выходная мощность (W) 95, Пиковое напряжение (V) 462, Номинальная сила (A) 2,0, Крест фактор 1,6, Рабочий цикл 100%, FX ТОЧНЫЙ, Номинальная нагрузка (Ω) 100, Выходная мощность (W) 70, Пиковое напряжение (V) 284, Номинальная сила (A) 1,8, Крест фактор 1,6, Рабочий цикл 100%, FX СТАНДАРТ, Номинальная нагрузка (Ω) 100, Выходная мощность (W) 70, Пиковое напряжение (V) 415, Номинальная сила (A) 1,8, Крест фактор 1,6, Рабочий цикл 100%, FX МАКРО, Номинальная нагрузка (Ω) 100, Выходная мощность (W) 70, Пиковое напряжение (V) 530, Номинальная сила (A) 1,8, Крест фактор 1,8, Рабочий цикл 100%. Система мониторинга качества контакта нейтрального электрода с пациентом Частота 64-76 кГц, Ток <100 мкА RMS Диапазон чувствительности импеданса от 5 Ом до 135 Ом Точность импеданса (RF не активирована) ± 7 Ом Точность импеданса (RF активирована) высокая Выходные формы волн: Режимы монополярного рассечения: ЧИСТЫЙ 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды СМЕШАННЫЙ 434 кГц ± 10% всплесков синусоиды, повторяющихся при 27,7 кГц ± 10% интервалов, 50% рабочего цикла, ВАЛЛЕЙЛАБ™ режим: ВАЛЛЕЙЛАБ 434 кГц ± 10% всплесков синусоиды, повторяющихся при 27,7 кГц ± 10% интервалов, 25% рабочего цикла Режимы монополярной коагуляции: МЯГКИЙ 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды, ФУЛГУРАЦИЯ 434 кГц ± 10% затухающих синусоидальных всплесков с частотой повторения 27,7 кГц ± 10% 6,25% рабочего цикла РАЗДЕЛЕННАЯ ФУЛГУРАЦИЯ 434 кГц ± 10% затухающих синусоидальных всплесков с частотой повторения 27,7 кГц ± 10% 6,25% рабочего цикла СПРЕЙ 434 кГц ± 10% затухающих синусоидальных всплесков с частотой повторения 21,1 кГц ± 10% 4,76% рабочего цикла РЕЖИМЫ БИПОЛЯРНЫЕ: СЛАБЫЙ 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды СРЕДНИЙ 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды МОЩНЫЙ 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды FX ТОЧНЫЙ 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды FX СТАНДАРТ 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды FX МАКРО 434 кГц ± 10% непрерывной синусоиды 1 шт.	комплект	9 001 930,00	1	9 001 930,00	90 К.Д.	оплата по мере выделения финансовых средств	Карагандинская область, г.Караганда, Саваторская, 22		
2	Генератор электролигатурный в комплекте	1. Генератор электролигатурный. Генератор предназначен для использования при лигировании (защипывании) сосудов. Он оснащен простым интерфейсом и, автоматически определяя инструменты, устанавливает необходимые выходные параметры. Автоматическое обеспечение безопасной работы является основой функционирования и самотестирования генератора. Прибор представляет собой биполярный электрохирургический генератор, не требующий нейтрального электрода и работающий с инструментами как единая система. Предлагает широкий выбор инструментов, которые полностью совместимы с этим генератором. Генератор поддерживает работу совместимых с ним инструментов. Габаритные размеры и вес Ширина – 300 мм Глубина – 377 мм Высота – 105 мм Вес – 5 кг Рабочий цикл При максимальных входных параметрах и номинальных условиях нагрузки (нагрузка 30 Ом) генератор может работать в течение 1 часа в следующем режиме: активация на 5 с., затем отключение на 15 с. При меньшей мощности и нагрузке допускается активировать генератор на более длительное время без перерыва генератора. Генератор потребляет ток не более 8 А при исходном напряжении сети от 100 В до 240 В. При включении и отсоединении от сети электропитания генератор сохраняет все запрограммированные пользователем функции, калибровку и статистические данные. Генератор работает в пределах своих технических характеристик при переключении питания на резервную систему электропитания 1 шт. Дополнительные комплектующие: Расходные материалы и изнашиваемые узлы: 1. Электролигатурный инструмент 18см с нано-покрытием. Совместим только. Неирригационный, браши, нано-покрытие. Лигирование/рассечение. Длина 18см, вращение 180 градусов, прямоугольное сечение. Прямые/браши с изгибом 14 градусов. Ручное или педальное управление 3шт 2. Электролигатурный инструмент Совместим только. Лигирование/рассечение. Длина 18,8см, длина электрода 16,5мм. Прямые/браши с изгибом 28 градусов. Контурированные концы для тупой/диссекции. Ручное или педальное управление 3шт 3. Лигирующе-коагулирующий инструмент 5мм-37см с нано-покрытием. Совместим только. Неирригационный, браши, нано-покрытие. Лигирование/рассечение Диаметр 5мм, длина 37см, вращение 350 градусов. Закругленные изогнутые браши. Текстурированные браши с керамическими ограничителями. Ручное или педальное управление 6шт 3. Требования к условиям эксплуатации: акт ввода в эксплуатацию медицинской техники 4. Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИВКОТЕРМС 2000) DDP КПП на ПХВ «Областной центр фтизиатрии, пульмонологии, Управления здравоохранения Карагандинской области 5. Срок поставки МТ и место дислокации. Срок поставки 90 дней. 6. Условия гарантийного и послегарантийного сервисного обслуживания МТ: в стационарных или сервисных центрах в Республике Казахстан, либо с привлечением третьих компаний/лиц. Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи (с частичной биологической работой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 7. Калибровка МТ 1 раз в год 8. Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультирования в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники	комплект	10 621 200,00	1	10 621 200,00	90 К.Д.	оплата по мере выделения финансовых средств	Карагандинская область, г.Караганда, Саваторская, 22		
3	Горизонтальный паровой стерилизатор на 100 литров в комплекте	1. Горизонтальный паровой стерилизатор на 100 литров в комплекте. Цель модернизации – автоматизация основных этапов цикла стерилизации с минимальным увеличением себестоимости изделия. Требуется участия оператора только периодическое пополнение исходной водой парогенератора при помощи ручного крана. Ручное управление предыдущих исполнений стерилизатора требовало внимания и трудозатрат персонала по наблюдению и хрометражу отдельных этапов цикла стерилизации. Кроме этого имелся риск неэффективной стерилизации материалов и инструментов в следствие ошибок персонала при управлении ручными кранами стерилизатора. Устранение этого недостатка при относительно низкой стоимости аппарата существенно повышает его конкурентные преимущества. Технические характеристики стерилизатора: 1. Автоматическое управление процессом стерилизации выполнено на базе операторской панели (контроллера) компании. 2. В качестве исполнительных органов в трубопроводной системе стерилизатора использованы: - на линиях подачи и отвода пара электромагнитные клапаны EV250, 220V, G1/2; - на линиях подачи воды и воздуха электромагнитные клапаны, 220V, 1/4". 3. Модернизированный стерилизатор, как и до модернизации имеет два режима стерилизации: 132 0C – 20 мин. и 120 0C – 45 мин. Кроме этого дополнительно введен прогревательный укороченный цикл. Продолжительность прогревательного режима не превышает 20 мин. Длительный режим проводится один раз в начале рабочей смены при пустой стерилизационной камере. 4. Номинальная мощность стерилизатора 9 кВт. 5. Размеры стерилизационной камеры, мм, не менее, (диаметр * глубина) 400*800 Вес нетто, кг, не более 230 6. Габаритные размеры стерилизатора (мм): длина 1217, ширина 620, высота 1505. 7. Высота центра тяжести 850 мм (регулируется опорами +/- 20 мм). 8. Масса пустого стерилизатора не более 150 кг. 9. Визуальное отображение этапов стерилизации на ЖК-дисплее 10. Вместимость в КСК-18 штук 11. Напряжение питания, В380 12. Мощность, кВт, не более 14 13. Проницаемость встроенного парогенератора, кг/ч пара, не менее 13 14. Водоулавливающая колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе отборажения этапов работы 15. Датчики уровня воды, работающие от переменного тока для исключения электрохимической коррозии парогенератор 16. Система подачи воды в камеру через фильтр парогенераторной очистки 17. Система охлаждения сброса пара в канализацию (встроенный парогенератор) 18. Регулируемые опоры (ножки) 19. Вакuumная сушка простерилизованных изделий при помощи конденсатора 20. Глубина разрежения при сушке, Мпа, не менее 0,08 21. Остаточная влажность стерилизуемых текстильных материалов, не более 3% 22. Точность поддержания стерилизационной температуры, °C ±2 Система безопасности: Отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе + Защитное устройство от превышения давления в парогенераторе + 1. Стерилизатор оборудован автоматическим парогенератором. 2. Удаление воздуха из камеры более полное по сравнению с предыдущей моделью, выполнено комбинированным способом. Гравитационная продувка и вакуумные пульсации. Это позволяет стерилизовать материалы и инструменты, упакованные во все современные типы упаковок. Более лучшее удаление воздуха из стерилизационной камеры позволило получить на этапе сушки более глубокий вакуум (до 0,9 бар или кгс/см2), что в свою очередь обеспечило более лучшую сушку без оснащения стерилизатора паровой рубашкой. Остаточная влажность простерилизованных текстильных материалов не превышает 1,5%. 11. Для удобства монтажа стерилизатор оборудован колесами и регулируемыми опорами. 12. Дверь камеры имеет конечный выключатель закрытого положения. При открытой двери подача пара блокируется. 13. Панель оператора имеет встроенные часы текущего времени и отсчет времени цикла стерилизации. 14. На панель оператора через сервисное меню можно вывести общее количество отработанных стерилизационных циклов, что полезно при техническом обслуживании стерилизатора. Доступ к сервисному меню через пароль. 15. По завершению цикла стерилизации стерилизатор издает звуковой сигнал. Размеры и материал камеры, материал парогенератора и лицевых панелей в модернизированном стерилизаторе остались на прежнем уровне. Тип стерилизатора: непроходной Объем стерилизационной камеры, не менее 100 л 1 шт. Дополнительные комплектующие: 1. Подставка Подставка под стерилизационные коробки 1 шт. Акт ввода в эксплуатацию медицинской техники DDP КПП на ПХВ «Областной центр фтизиатрии, пульмонологии, Управления здравоохранения Карагандинской области Срок поставки 40 дней. Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи (с частичной биологической работой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий	комплект	4 840 000,00	1	4 840 000,00	40 К.Д.	оплата по мере выделения финансовых средств	Карагандинская область, г.Караганда, Саваторская, 22		

ЛОТ №	МНН	Техническая спецификация	Ед. изм.	Цена	Потребность на 2021 г.	Сумма на 2021 г.	Сроки поставки	Оплата	Место поставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Спирометр автономный запоминающий с программным обеспечением	1 Спирометр автономный запоминающий с программным обеспечением Спирометр семейства пирометры автономные запоминающие (спирографы) экспертного класса представляют собой интеллектуальные измерительно-информационные системы, позволяющие выполнять в полном объеме как классические спирометрические маневры, так и тесты – бронходилатационные, функциональные, провокационные. Все тесты выполняются с автоматическим контролем их технической применимости и воспроизводимости в соответствии , что позволяет врачу, интерпретирующему спирограмму, оценить качество и достоверность выполненных исследований ФВД, в т.ч. признать их неприемлемыми. Уникальной особенностью спирометров является поддержка динамического наблюдения при проведении рутинной спирометрии. Представление результатов в виде сводных диаграмм, позволяющих с одного взгляда, без анализа числовых значений, определять наличие или отсутствие нарушений, облегчает работу врача общей практики, терапевта, цехового врача и обеспечивает полноценный спирометрический скрининг. Возможности спирометров могут расширяться при помощи дополнительных программных и программно-аппаратных опций, включая опции пульсоксиметрии, капнометрии, газоанализа, Профосмотр, упрощающего проведение скрининговых исследований, Астма-монитор, и другие. Допускается использование как многоканальных, так и одноканальных мундштуков и антибактериальных фильтров. 1 шт. акт ввода в эксплуатацию медицинской техники DDP- КТТ на ПХБ «Областной центр физиопульмонологии»Управления здравоохранения Карагадинской области Срок поставки 15 дней. Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурсе составных частей; - замену или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия, специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости перебору основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий 1 раз в год Обучение персонала на рабочем месте	комплект	951 000,00	1	951 000,00	15 К.Д.	оплата по мере выделения финансовых средств	Карагадинская область, г.Караганда, Санаторная, 22
						25 414 130,00			

Главный бухгалтер

Руководитель ОПО и ГЗ

Начальник планово- экономического отдела

Провизор

Исполнитель

С. У. Пирманова

А. С. Агибаев

С.М. Музатарова

А.С.Рысбекова

Д.Д.Толубаева