

ПРОТОКОЛ № 49

итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения (ИМН) по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2024 год КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО (далее-ОЦФ).

г. Караганда

« 12 » 12 2024

Дата начала приема заявок

09:00:00 28.11.2024

Дата окончания приема заявок

12:00:00 05.12.2024

На основании пункта 70 Главы 3 Правил Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», (далее - Правила) приказа № 234 от 27.11.2024, способом запроса ценовых предложений, о проведении закупок лекарственных средств и медицинских изделий опубликованного на сайте ОЦФ и <http://ftiziatriya.kz/>.

Сумма, выделенная из бюджета 6 387 709,00 (шесть миллионов триста восемьдесят семь тысяч семьсот девять) тенге 00 тиын.

№ ЛОТa	Сатып алынатын дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың,, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы халықаралық патенттелмеген атауы/ Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтически х услуг	Шығару формасы /Форма выпуска	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Саны/ Количество	Бірлік бағасы, теңге/Цена за единицу, тенге	Сомасы, теңге/ Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Пробирка 15 мл, РР, коническая стерильная (упак-50шт)	Пробирка 15 мл, РР, коническая стерильная (упак-50шт)	уп.	50,00	2 833,00	141 650,00
	Пипетки Пастера лабораторные 1 мл	на полный слив	шт.	100,00	650,00	65 000,00

	(с делениями)					
	Стекло предметное со шлифованными	со шлифованными краями, с полосой для записи	уп.	70,00	1 400,00	98 000,00
	Пробирка полимерная(типа Эппендорф) 1,5 мл 500шт/уп	Пробирка полимерная(типа Эппендорф) 1,5 мл 500шт/уп с закручивающей крышкой	набор	1,00	24 000,00	24 000,00
	Контейнер типа "Фелкон" 50 мл	контейнера "Фелкон" 50 мл	шт	2 000,00	157,73	315 460,00
	Наконечники 50-1000 мкл	в штативе 96 шт./уп	уп.	100,00	4 630,00	463 000,00
	Наконечники универсальные 100-1000	Наконечники универсальные 100-1000 без фильтра	уп	5,00	11 200,00	56 000,00
	Наконечники универсальные 2-200 мкл	Наконечники универсальные 2-200 мкл без фильтра	уп	5,00	12 000,00	60 000,00
	Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови	к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп.	уп	10,00	12 010,00	120 100,00
	Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови	к анализатору глюкозы Codfree, № 50 шт/уп.	уп	15,00	12 160,00	182 400,00
	Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови	к анализатору глюкозы ATCare, №50 шт/уп	уп	10,00	10 565,00	105 650,00

ЛОТ: Реагенты для автоматического гематологического анализатора "Sysmex XS-500 i" Япония

	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85	уп	15,00	41 515,00	622 725,00
	Лизирующий раствор STROMATOLYSE R-4DS1x42ML	Лизирующий раствор STROMATOLYSE-4DS1x42ML	уп	1,00	79 800,00	79 800,00
	Лизирующий раствор STROMATOLYSE R-4DL1x2L	Лизирующий раствор STROMATOLYSE-4DL1x2L	уп	5,00	34 900,00	174 500,00
	Лизирующий раствор SULFOLYSE 1 x 500ML	Лизирующий раствор SULFOLYSE 1 x 500ML	уп	6,00	31 800,00	190 800,00

ЛОТ: Реагенты для Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ

	Реагент для исследования чувствительности 1 микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix AST Broth). 100x8 мл	Бульон для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix. Поставляется в пробирках. Каждая пробирка содержит 8 мл бульона. В упаковке 100 пробирок. Условия хранения — 15-25°C.	уп.	1,00	108 020,00	108 020,00
	Реагент-индикатор	Реагент-индикатор для	уп.	1,00	82 605,00	82 605,00

	для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix AST Indicator), 10x6 мл	исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix. Поставляется в пластиковых флаконах-капельницах на 6 мл, по 10 флаконов в упаковке. Условия хранения: 2-8°C				
	Реагент для идентификации микроорганизмов (BD Phoenix ID Broth)	Бульон для идентификации микроорганизмов. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix. Поставляется в пробирках. Каждая пробирка содержит 4,5 мл бульона. В упаковке 100 пробирок. Условия хранения -15-25°C.	уп.	4,00	95 312,00	381 248,00
	Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам (PMIC/ID- 600)	Панель BD Phoenix PMIC/ID предназначена для быстрой идентификации и проверки чувствительности большинства аэробных и факультативно-анаэробных грамположительных бактерий, полученных из человеческого организма (полный список видов можно найти в руководстве по эксплуатации системы BD Phoenix), к определенным противомикробным препаратам. Эта панель предназначена для использования только с автоматизированной микробиологической системой BD Phoenix. Панель содержит противомикробные препараты: амикацин, амоксициллин с клавулановой кислотой, ампициллин, цефокситин, ципрофлоксацин, клиндамицин, даптомицин, эритромицин, фосфомицин, фузидиевая кислота, гентамицин, гентамицинсинергия, левофлоксацин, линезолид, моксифлоксацин, нитрофурантоин, боксациллин, пенициллин, рифампин, стрептомицин-синергия, тейкопланин, тетрациклин, триметоприм с сульфаметоксазолом	уп.	2,00	177 915,00	355 830,00
	Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам (NMIC/ID- 435)	Панель BD Phoenix NMIC/ID предназначена для быстрой идентификации и проверки чувствительности большинства аэробных и факультативно-анаэробных грамотрицательных бактерий, полученных из человеческого организма (полный список видов можно найти в руководстве по эксплуатации системы BD Phoenix), к	уп.	2,00	177 915,00	355 830,00

		определенным противомикробным препаратам. Эта панель предназначена для использования только с автоматизированной микробиологической системой BD Phoenix. Панель содержит противомикробные препараты: амикацин, амоксициллин с клавулановой кислотой, ампициллин, цефокситин, ципрофлоксацин, клиндамицин, даптомицин, эритромицин, фосфомицин, фузидиевая кислота, гентамицин, гентамицинсинергия, левофлоксацин, линезолид, моксифлоксацин, нитрофурантоин, боксациллин, пенициллин, рифампин, стрептомицин-синергия, тейкопланин, тетрациклин, триметоприм с сульфаметоксазолом				
	Реагенты на панели для идентификации стрептококков и определения их чувствительности к антибиотикам (SMIC/ID-11)	Панель SMIC/ID BD Phoenix предназначена для быстрой идентификации и проверки чувствительности большинства видов Streptococcus, полученных из человеческого организма (полный список видов можно найти в руководстве по эксплуатации системы BD Phoenix), к определенным бактерицидным средствам. Эту панель можно использовать только совместно с автоматизированной микробиологической системой BD Phoenix. Условия хранения — 15-25 °С. Единица измерения: Упаковка. Назначение: Для анализатора BD Phoenix. Форма — выпуска/фасовка : Панель с реагентами, 25 шт. В упаковке	уп.	3,00	177 915,00	533 745,00
	Бульон для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам	Бульон для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix. Поставляется в пробирках. Каждая пробирка содержит 8 мл бульона. В упаковке 100 пробирок. Условия хранения -2-25°С.	уп.	1,00	127 082,00	127 082,00
	Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам AST-S INDICATOR	Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix Поставляется в пластиковых флаконах-капсульницах на 6 мл, по 10 флаконов в упаковке. Условия хранения: 2-8°С.	уп.	1,00	82 605,00	82 605,00
	Реагенты на панели для идентификации	Набор реагентов и других связанных с ними материалов на	уп.	9,00	139 791,00	1 258 119,00

	дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов PANEL PX YEAST ID	панели системы BD Phoenix предназначенный для быстрой идентификации (ID) in vitro дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов (полный список видов можно найти в руководстве по эксплуатации системы BD Phoenix). Эта панель предназначена для использования только совместно с автоматизированной микробиологической системой BD Phoenix. Единица измерения: Упаковка Назначение: Для анализатора BD Phoenix Форма выпуска/ фасовка : Панель с реагентами, 25 шт в упаковке.				
ИТОГО						6 387 709,00

Заявки на участие в закупе в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «БионМедСервис», г. Караганда пр. Строителей стр.6 заявка предоставлена 29.11.2024г. 10:50ч. Лоты: №3 (420 тенге) №7(1500 тенге) №8(1500 тенге) №9(5900 тенге) №17(9740 тенге) №18(4200 тенге) №19 (3350 тенге) №20(2700 тенге) №21(4500 тенге) ;

2. ТОО «РОСФАРМА», г.Астана пер.Шынтас 16 заявка предоставлена 03.12.2024г. 16:43 ч Лоты: №4 (22 000 тенге) №5(79 тенге) №9 (7380 тенге) №11 (5820 тенге);

3. ИП «StanLab», г.Караганда, улица Пассажирская 10 офис 109 заявка предоставлена 29.11.2024г. 16:33 ч Лоты: №3 (785 тенге), №6 (4120тенге), №7 (6120 тенге) №8(5120 тенге);

4. ИП Тукушев А.К., г.Костанай ул.Тәуелсіздік 115 кв.71 заявка предоставлена 04.12.2024г. 11:04 ч Лоты: №1 (2599 тенге), №3 (1350 тенге), №5 (120,9 тенге)

5. ТОО «ДиАКиТ», г.Караганда мкр.19 строение 40 А заявка предоставлена 02.12.2024г. 13:52 ч Лоты: №1 (2250 тенге), №3 (680 тенге), №7 (1750 тенге) №8(1300 тенге) №21(4950 тенге)

(Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления заявок потенциальными поставщиками не имеется).

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в закупе не присутствовали участники (представители).

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:		
1	Исмаилов К.О.	директор, председатель
Члены комиссии:		

1	Голубцова Т. В.	руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок
3	Рысбекова А.С.	провизор
Секретариат:		
1	Толеубаева Д.Д.	специалист по государственным закупкам

РЕШИЛИ:

I. В соответствии с пп.) 1 пункта 11 главы 1 (наличие государственной регистрации в Республике Казахстан, за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № ҚР ДСМ - 142/2020 "Об утверждении перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения (орфанных)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21479), незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства; при закупе медицинской техники в специальном транспортном средстве – наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в качестве единого передвижного медицинского комплекс)

- ТОО «ТОО «РОСФАРМА», г.Астана пер.Шынтас 16 заявки предоставленные по лотам: №4(22000), №5(79) отклонены, так как нет подтверждающих документов о государственной регистрации РК.

II. В соответствии с пунктам 78 главы 3 (победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение):

№ ЛО Та	Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг	Техническая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки	Место поставки *	победитель
1	Пробирка 15 мл, РР, коническая стерильная (упак-50шт)	Пробирка 15 мл, РР, коническая стерильная (упак-50шт)	уп.	50,00	2250	112500	декабрь 2024г	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	ТОО ДиАКиТ г.Караганда мкр.19 строение 40 А

3	Стекло предметное со шлифованными	со шлифованными краями, с полосой для записи	уп.	70,00	420	29400	декабрь 2024г	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	БионМед Сервис г. Караганда пр. Строителя стр.6
7	Наконечники универсальные 100-1000	Наконечники универсальные 100-1000 без фильтра	уп	5,00	1500	7500	декабрь 2024г	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	БионМед Сервис г. Караганда пр. Строителя стр.6
8	Наконечники универсальные 2-200 мкл	Наконечники универсальные 2-200 мкл без фильтра	уп	5,00	1300	7500	декабрь 2024г	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	ТОО ДиАКиТ г.Караганда мкр.19 строение 40 А
9	Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови	к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп.	уп	10,00	5900	59000	декабрь 2024г	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	БионМед Сервис г. Караганда пр. Строителя стр.6
21	Фильтровальная бумага, 20х20	Фильтровальная бумага, 20х20	кг	2,00	4500	9000	декабрь 2024г	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	БионМед Сервис г. Караганда пр. Строителя стр.6

III. В соответствии с пунктам 78 главы 3 (если в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимают решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.)

№ ЛО Та	Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг	Техническая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки	Место поставки *	победитель
---------	---	----------------------------	-------------------	------------	------------------------	--------------	---------------	------------------	------------

5	Контейнер типа "Фелкон" 50 мл	контейнера "Фелкон" 50 мл	шт	2 000, 00	120,9	241800	декабрь 2024г	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	ИП Тукешов А.К., г.Костанай ул.Тәуелсіздік 115 кв.71
6	Наконечники 50-1000 мкл	в штативе 96 шт./уп	уп.	100, 00	4120	412000	декабрь 2024г	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	ИП «StanLab», г.Караганда, улица Пассажирская 10 офис 109
11	Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови	к анализатору глюкозы ATCare, №50 шт/уп	уп	10,0 0	5820	58200	декабрь 2024г	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	ТОО «РОСФАРМ А», г.Астана пер.Шынтас 16

IV. В соответствии с пунктами 73 главы 3 (Заказчик или организатор закупа осуществляют запрос ценовых предложений не менее чем у двух неаффилированных потенциальных поставщиков с указанием объема, места и графика поставок), 83 главы 4 (закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся) Правил Заказчик принимает решение проведение процедур закупа из одного источника по следующим лотам:

№ ЛО Та	Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг	Техническая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге	Срок поставки	Место поставки *	победитель
17	ОБЩИЙ БЕЛОК, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ	10x60мл t +15 +30 С	уп.	10,0 0	9740	97400	декабрь 2024г.	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	БионМед Сервис г. Караганда пр. Строителя стр.6
18	BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л	BOTTLE OF WASHING SOLUTION (1L.)Промывочный раствор 1л	фл.	2,00	4200	8400	декабрь 2024г.	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	БионМед Сервис г. Караганда пр. Строителя стр.6

19	Азур - Эозин по Романовскому	р-р концентрат	компл	3,00	3350	10050	декабрь 2024г.	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	БионМед Сервис г. Караганда пр. Строителя стр.6
20	Эозин - метиленовый синий по Майн - Грюнвальду в растворе	в растворе (Фиксатор Майн - Грюнвальда)	фл	5,00	2700	13500	декабрь 2024г.	КГП на ПХВ "ОЦФ" УЗКО, г.Караганда, ул.Санаторная, д.22	БионМед Сервис г. Караганда пр. Строителя стр.6

V. В соответствии с пунктами 79 главы 3 (При отсутствии ценовых предложений закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся)

№ ЛО Та	Международное непатентованное наименование закупаемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, описание фармацевтических услуг	Техническая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, тенге
2	Пипетки Пастера лабораторные 1 мл (с делениями)	на полный слив	шт.	100,00	650,00	65 000,00
4	Пробирка полимерная(типа Эппендорф) 1,5 мл 500шт/уп	Пробирка полимерная(типа Эппендорф) 1,5 мл 500шт/уп с закручивающей крышкой	набор	1,00	24 000,00	24 000,00
10	Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови	к анализатору глюкозы Codfree, № 50 шт/уп.	уп	15,00	12 160,00	182 400,00
12	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L	Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в	уп	15,00	41 515,00	622 725,00

		пределах 7,75-7,85				
13	Лизирующий раствор STROMATOLYS ER-4DS1x42ML	Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DS1x42ML	уп	1,00	79 800,00	79 800,00
14	Лизирующий раствор STROMATOLYS ER-4DL1x2L	Лизирующий раствор STROMATOLYSER-4DL1x2L	уп	5,00	34 900,00	174 500,00
15	Лизирующий раствор SULFOLYSER 1 x 500ML	Лизирующий раствор SULFOLYSER 1 x 500ML	уп	6,00	31 800,00	190 800,00
16	МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ	2x60мл+2x15мл t+2 +8 C	уп.	10,00	17 460,00	174 600,00
22	Реагент для исследования чувствительности 1 микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix AST Broth). 100x8 мл	Бульон для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix. Поставляется в пробирках. Каждая пробирка содержит 8 мл бульона. В упаковке 100 пробирок. Условия хранения — 15-25°C.	уп.	1,00	108 020,00	108 020,00
23	Реагент-индикатор для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (BD Phoenix AST Indicator), 10x6 мл	Реагент-индикатор для исследования чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix. Поставляется в пластиковых флаконах-капельницах на 6 мл, по 10 флаконов в упаковке. Условия хранения: 2-8°C	уп.	1,00	82 605,00	82 605,00
24	Реагент для идентификации микроорганизмов (BD Phoenix ID Broth)	Бульон для идентификации микроорганизмов. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix. Поставляется в пробирках. Каждая пробирка содержит 4,5 мл	уп.	4,00	95 312,00	381 248,00

		бульона. В упаковке 100 пробирок. Условия хранения -15-25°C.				
25	Реагенты на панели для идентификации грамположительных микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам (PMIC/ID- 600)	Панель BD Phoenix PMIC/ID предназначена для быстрой идентификации и проверки чувствительности большинства аэробных и факультативно-анаэробных грамположительных бактерий, полученных из человеческого организма (полный список видов можно найти в руководстве по эксплуатации системы BD Phoenix), к определенным противомикробным препаратам. Эта панель предназначена для использования только с автоматизированной микробиологической системой BD Phoenix. Панель содержит противомикробные препараты: амикацин, амоксициллин с клавулановой кислотой, ампициллин, цефокситин, цiproфлоксацин, клиндамицин, даптомицин, эритромицин, фосфомицин, фузидиевая кислота, гентамицин, гентамицинсинергия, левофлоксацин, линезолид, моксифлоксацин, нитрофурантоин, боксациллин, пенициллин, рифампин, стрептомицин-синергия, тейкопланин, тетрациклин, триметоприм с сульфаметоксазолом	уп.	2,00	177 915,00	355 830,00

26	Реагенты на панели для идентификации грамотрицательных микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам (NMIC/ID- 435)	Панель BD Phoenix NMIC/ID предназначена для быстрой идентификации и проверки чувствительности большинства аэробных и факультативно-анаэробных грамотрицательных бактерий, полученных из человеческого организма (полный список видов можно найти в руководстве по эксплуатации системы BD Phoenix), к определенным противомикробным препаратам. Эта панель предназначена для использования только с автоматизированной микробиологической системой BD Phoenix. Панель содержит противомикробные препараты: амикацин, амоксициллин с клавулановой кислотой, ампициллин, цефокситин, ципрофлоксацин, клиндамицин, даптомицин, эритромицин, фосфомицин, фузидиевая кислота, гентамицин, гентамицинсинергия, левофлоксацин, линезолид, моксифлоксацин, нитрофурантоин, боксациллин, пенициллин, рифампин, стрептомицин-синергия, тейкопланин, тетрациклин, триметоприм с сульфаметоксазолом	уп.	2,00	177 915,00	355 830,00
27	Реагенты на панели для идентификации стрептококков и определения их чувствительности к антибиотикам (SMIC/ID-11)	Панель SMIC/ID BD Phoenix предназначена для быстрой идентификации и проверки чувствительности большинства видов Streptococcus, полученных из	уп.	3,00	177 915,00	533 745,00

		человеческого организма (полный список видов можно найти в руководстве по эксплуатации системы BD Phoenix), к определенным бактерицидным средствам. Эту панель можно использовать только совместно с автоматизированной микробиологической системой BD Phoenix. Условия хранения — 15-25 °С. Единица измерения: Упаковка. Назначение: Для анализатора BD Phoenix. Форма — выпуска/фасовка : Панель с реагентами, 25 шт. В упаковке				
28	Бульон для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам	Бульон для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix. Поставляется в пробирках. Каждая пробирка содержит 8 мл бульона. В упаковке 100 пробирок. Условия хранения -2-25°С.	уп.	1,00	127 082,00	127 082,00
29	Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам AST-S INDICATOR	Реагент-индикатор для исследования чувствительности стрептококков к антибиотикам. Предназначен для использования с реагентными панелями BD Phoenix. Поставляется в пластиковых флаконах-капсульницах на 6 мл, по 10 флаконов в упаковке. Условия хранения: 2-8°С.	уп.	1,00	82 605,00	82 605,00
30	Реагенты на панели для идентификации дрожжей и дрожжеподобных микроорганизмов PANEL PX YEAST ID	Набор реагентов и других связанных с ними материалов на панели системы BD Phoenix предназначенный для быстрой идентификации (ID) in vitro дрожжей и дрожжеподобных	уп.	9,00	139 791,00	1 258 119,00

		микроорганизмов (полный список видов можно найти в руководстве по эксплуатации системы BD Phoenix). Эта панель предназначена для использования только совместно с автоматизированной микробиологической системой BD Phoenix. Единица измерения: Упаковка Назначение: Для анализатора BD Phoenix Форма выпуска/ фасовка : Панель с реагентами, 25 шт в упаковке.				
--	--	--	--	--	--	--

VI. В соответствии с пунктом 80 главы 3 победитель представляет заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных настоящими Правилами.

VII. В соответствии с пунктом 81 Главы 3 отделу государственных закупок направить победителю подписанный договор закупа в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям.

VIII. Разместить данный протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений на интернет-ресурсе организации <http://ftiziatriya.kz>.

Председатель комиссии:		Исмаилов К.О.
Члены комиссии:		Голубцова Т. В.
		Рысбекова А.С.
Секретарь комиссии:		Толеубаева Д.Д.